

neodisher® LaboClean UW



Detergente de alcalinidad media en polvo, indicado para lavadoras automáticas, libre de fosfatos.

Principales aplicaciones:

Lavado automático de vidrio de laboratorio y utensilios de laboratorio.

Características:

neodisher® UW es un detergente de alcalinidad media con alta protección del material. Puede emplearse con todo tipo de materiales comunes de laboratorio para la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos. **neodisher® UW** está libre de fosfatos.

Aplicación y dosis:

3-5 g/l utilizando dispositivos de dosificación apropiados o añadiendo el producto manualmente.

Método para la limpieza de vidrio de laboratorio:

Preaclarado solo con agua

Lavado: neodisher® UW 3-5 g/l

Neutralización: 1 – 2 ml/l neodisher® Z 1-2 ml/l.

Aclarado.

NOTA: Si se requiere una limpieza completamente exenta de fosfatos el agua de aclarado debe ser testada previamente para confirmar la ausencia de fosfatos en ella.

La solución de neodisher® UW debe ser aclarada completa y eficazmente.

No mezclar con otros productos.

Datos técnicos:

Densidad: 1,005 - 1,055 g/l

Rango pH (determinado en agua desmineralizada, 20°C) 3-5 g/l: 10,9 – 11,7

Factor de titración: 0,31 (de acuerdo con el método de titración de neodisher®.)

Ingredientes:

Compuestos de acuerdo con las recomendaciones de la Directiva 89/542/EEC

< 5 % Tensoactivos no iónicos

5 – 10 % Agentes blanqueantes basados en oxígeno (perborato sódico)

15-30% NTA

Almacenaje

Mantener los envases bien cerrados. Sensible a la humedad.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

